

# SFIGMOMANOMETRI ANEROIDI

## ANEROID BLOOD PRESSURE



### POCKET SFIGMOMANOMETRO DA BRACCIO MANUALE

#### POCKET BLOOD PRESSURE

Alta precisione - Bracciale impermeabile, regolabile, con anello per facilitare il fissaggio - Pratica borsa impermeabile - Monopalla di grandi dimensioni - Valvola di rilascio professionale - Quadrante bicolore.  
Suddivisione scala: 2mmHg Precisione misura: +/-5% mmHg  
Campo di lettura: 0-300 mmHg

High tech - Armaband size fits all - Nylon bag - Large size bulb - Discharge valve - Two colour manometer.  
Scale: 2mmHg Precis.: +/- 5% mmHg Size: 0-300 mmHg




DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M. U.M.	IMBALLO PACKAGE	CODICE CODE	
POCKET C / FONENDOSCOPIO WITH SINGLE HEAD STHETO	nr.	50#	2202615400	
POCKET S / FONENDOSCOPIO WITHOUT SINGLE HEAD STHETO	nr.	50#	2202615300	



### FZ L.D. SFIGMOMANOMETRO PALMARE LARGE DISPLAY

#### FZ L.D. PALM BLOOD PRESSURE

Alta precisione - Bracciale impermeabile, regolabile, con anello per facilitare il fissaggio - Supporto palmare per un comodo utilizzo con una sola mano - Ampio quadrante di 60 mm per una facile lettura - Valvola a vite per una precisa regolazione dello scarico dell'aria - Pratica borsa.  
Suddivisione scala: 2mmHg Precisione misura: ±5% mmHg Campo di lettura: 0-300 mmHg




High tech - Armaband size fits all - Nylon bag - Discharge valve - Palm aneroid blood pressure. Scale: 2mmHg Precis.: +/- 5% mmHg Size: 0-300 mmHg



DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M. U.M.	IMBALLO PACKAGE	CODICE CODE	
FZ LARGE DISPLAY S / FONENDOSCOPIO WITHOUT SINGLE HEAD STHETO	nr.	50#	2202617200	
FZ LARGE DISPLAY C / FONENDOSCOPIO WITH SINGLE HEAD STHETO	nr.	50#	2202617300	

### ACCESSORI PER SFIGMOMANOMETRO - ACCESSORY FOR BLOOD PRESSURE



DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M. U.M.	IMBALLO PACKAGE	CODICE CODE	
BRACCIALE VELCRO ADULTI PER SFIGMO ANEROIDE VELCRO ARMABAND FOR ADULT FOR ANEROID BLOOD PRESSURE	nr.	1	2202630100	
BRACCIALE VELCRO PEDIATRICO PER SFIGMO ANEROIDE VELCRO ARMABAND FOR ADULT FOR ANEROID BLOOD PRESSURE	nr.	1	2202630000	
BRACCIALE VELCRO NEONATI PER SFIGMO ANEROIDE VELCRO ARMABAND FOR BABIES FOR ANEROID BLOOD PRESSURE	nr.	1	2202630300	
SOFFIERE COMPLETE PER SFIGMOMANOMETRI BULB WITH VALVE FOR ANEROID BLOOD PRESSURE	nr.	1	2202632000	
BRACCIALE VELCRO OBESI PER SFIGMO ANEROIDE VELCRO ARMABAND FOR OVERWEIGHT PERSON FOR ANEROID BLOOD PRESSURE	nr.	1	2202631200	